

---

# NAVODILA ZA UPORABO

POPOLNOMA NOV NAČIN ČIŠČENJA ZOB

**ODKRIJTE KAKŠNA BI MORALA BITI VAŠA USTNA NEGA!**

- **SONIČNE VIBRACIJE ZA UČINKOVITO ČIŠČENJE**
- **MOČNO DO OBLOG, NEŽNO DO DLESNI**
- **BAKTERIJAM ODPORNA SILIKONSKA VLAKNA**

Spoznajte revolucionarno električno zobno ščetko, ki združuje sonične vibracije, silikonska in PBT vlakna za učinkovito in udobno čiščenje in masažo dlesni.

AAA PRILOŽENE BATERIJE

**KAKO UPORABLJATI:** Za vklop naprave pritisnite na sredinski gumb, za izklop naprave ponovno pritisnite na sredinski gumb.

BELI ZOBJE, ZDRAVA USTA IN SAMOZAVESTEN NASMEH

Z dvema področjema delovanja glave ščetke, ki združujeta PBT polimerna in silikonska vlakna, je ščetkanje zob še učinkovitejše in čiščenje dlesni nežno. ISSA™ Play združuje vrhunsko tehnologijo in revolucionarni design.

- Notranja PBT polimerna vlakna  
Odstranijo zobne obloge, preprečujejo nastanek kariesa in zobnega kamna.  
Razbijejo madeže za bolj bele in svetlejšo zobe.

- Zunanja silikonska vlakna  
Zagotavljajo udobno masažo dlesni.  
Nežno čistijo dlesni in preprečujejo nastanek poškodb.

Celotna navodila, zadnji pogoji in opozorila v angleškem jeziku so na voljo na [www.foreo.com/support](http://www.foreo.com/support).

Skladno z: ANSI/AAMI STD. ES 60601-1, IEC STD. 60601-1-6, IEC STD. 60601-1-11  
Certified to CAN/CSA STD. C22.2 No.60601-1.

© 2017 FOREO AB. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

UVOZNIK IN DISTRIBUTER ZA EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ŠVEDSKA.

UVOZNIK IN DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: BK3 D.O.O., CESTA ANDREJA BITENCA 130K, 1000  
LJUBLJANA.

IZDELUJE FOREO AB,  
ZASNOVAL IN RAZVIL FOREO ŠVEDSKA.