

---

# NAVODILA ZA UPORABO

## POPOLNA NEGA USTNE VOTLINE

BELI ZOBJE, BOLJ ZDRAVA USTA IN SAMOZAVESTNI NASMEH

- Vzpodbuja splošno ustno higieno in zdrava usta.
- Pomaga odpraviti zobne obloge, preprečuje nastanek kariesa in zobnega kamna.
- Nežna do zobne sklenine.
- Preprečuje draženje dlesni in omogoča prijetno in nežno masažo dlesni.
- Naredi zobe bolj bele, svetlejše in gladke.

Kombinacija soničnih vibracij in edinstvenih silikonskih vlaken čisti in beli zobe kot še nikoli doslej. S povsem silikonsko glavo ISSA™ električna zobna ščetka učinkovito čisti zobe in dlesni na povsem nežen način.

**POMEMNO: Pred prvo uporabo napolnito vašo napravo preko USB priključnega kabla in ne polnite več kot 24 ur. Polnite 1 uro, kar bo zadoščalo za 6 mesecev uporabe.**

## TEHNOLOGIJA SONIČNIH VIBRACIJ

11,000 VISOKO INTENZIVNIH PULZOV NA MINUTO ZA UČINKOVITO ČIŠČENJE

## INTELIGENTNI DESIGN

ERGONOMSKI, 8 HITROSTNI, VGRADNI TIMER IN 3D FLEKSIBILNA GLAVA ŠČETKE

## ULTRA HIGIENSKO

HITRO SUŠEČA IN NEPOROZNA VLAKNA PREPREČUJEJO NASTANEK BAKTERIJ

## PRAKTIČNO ZA POTOVANJA

POLNJENJE PREKO USB, POLNJENJE 1 URO = 6 MESECEV UPORABE

## POSEBNO NEŽNA VLAKNA

MEHKE IN PROŽNE ŠČETINE SO NEABRAZIVNE ZA ZOBE IN DLESNI

## IZJEMNA VREDNOST

NAGRADA ZA ŠVEDSKI DESIGN IN KAKOVOST, 2-LETNA GARANCIJA IN TRAJANJE GLAVE ŠČETK DO 1 LETO

## PRIČETEK UPORABE

Čestitamo vam ob prvem koraku k bolj belemu in svetlejšemu nasmehu s pridobitvijo te FOREO naprave. Preden začnete uživati vse prednosti napredne dentalne tehnologije v udobju vašega doma, si vzemite nekaj časa, za pregled tega priročnika.

OPOZORILO: Nobena sprememba te naprave ni dovoljena.

Ta knjižica vsebuje osnovne napotke in priporočila kako uporabljati vašo FOREO napravo. Za popolna navodila prosimo PRENESITE CELOTNI PRIROČNIK ZA UPORABNIKE V ANGLEŠKEM JEZIKU s spletne strani [www.foreo.com](http://www.foreo.com).

Prosimo PREBERITE VSA NAVODILA PRED UPORABO. Uporabljajte ta proizvod samo za predvideno uporabo, kot je opisano v priročniku.

## UPORABA ISSA™

**NAMEN UPORABE:** Za domačo uporabo in vzpodbujanje celotne ustne higijene s čiščenjem zob in dlesni.

Vaša FOREO naprava je 100% vodotesna, zato jo lahko uporabljate tudi pod prho. Bodite pozorni, da ustrezno zaprete zatič na področju polnilne baterije zobne ščetke.

**OPOMBA:** ISSA™ naprava se lahko zaklene ob prvi uporabi – odklenite jo z držanjem gumbov “+” in “-” sočasno. Ko indikator lučka zasveti je naprava odklenjena.

### LASTNOSTI:

- 8 intenzivnosti za največje udobje: intenzivnost se lahko poveča ali zmanjša s pritiskom “+” ali “-” gumbov. Poleg tega si naprava zapomni vašo nastavitvev za naslednjič, ko napravo uporabljate.
- Vgrajen timer: pulziranje bo prekinjeno vsakih 30 sekund, da se premaknete na naslednji kvadrant v ustih. Naprava bo pulzirala 3-krat zaporedoma po 2 minutah čiščenja, s čimer se označi konec dvominutnega ščetkanja.
- ISSA™ TM se samodejno izklopi po 3 minutah čiščenja, kar prepreči prekomerno čiščenje.
- Zaklepanje/odklepanje: napravo lahko zaklenete ali odklenete s sočasnim držanjem gumbov “+” in “-”.

### UPORABA ISSA™ TM:

Vklopite napravo s pritiskom na sredinski gumb in uporabite vašo običajno zobno pasto. Ko končate ščetkanje, ponovno pritisnite sredinski gumb za izklop naprave.

ISSA™ TM zobna ščetka je namenjena uporabi kot z običajno ročno zobno ščetko. Priporočamo uporabo naslednje ISSA™ TM tehnike 2 minuti za najbolj učinkovite rezultate čiščenja: izvajajte široke krožne gibe preko zunanjih in notranjih površin zob in dlesni. Na griznih in žvečnih površinah pomikajte ščetko naprej in nazaj vodoravno.

Celoten opis in vizualizacijo ISSA™ TM ščetkanja poiščite v navodilih za hitro uporabo, ki se nahaja v embalaži in v celotnem priročniku v angleškem jeziku na internetni strani [www.foreo.com](http://www.foreo.com).

### POLNJENJE

Vaša FOREO naprava se polni preko priloženega USB priključka. Ena ura polnjenja zagotavlja polno baterijo, ki traja 6 mesecev uporabe.

### UPOŠTEVAJTE:

- Čas polnjenja traja 1 uro pri 5 V in 400 mAh z nazivno močjo 1,55 W.
- Med polnjenjem indikator lučka utripa.
- Ko je baterija polna bo indikator oddajal enakomerno svetlost.
- Ko je baterija prazna indikator začne znova utripati.

**POZOR:** Pred polnjenjem se prepričajte, da sta polnilec in polnilnik brez vode in ostankov zobne paste. NE uporabljajte FOREO naprave med polnjenjem in NE polnite več kot 24 ur. Napravo ali polnilnika nikoli ne uporabljajte, če sta poškodovana. Uporabljajte le polnilnik FOREO, ki je priložen napravi.

#### VZDRŽEVANJE IN VARNOST

Da bo vaša FOREO naprava v optimalnem stanju, vam priporočamo:

- Napravo očistite po vsaki uporabi s toplo vodo in si pomagajte s prsti čez ščetine. Priporočamo, da namažete napravo s silikonskim čistilnim sprejem FOREO in sperete s toplo vodo. Pustite napravo, da se posuši na zraku. **OPOMBA:** Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.
- Izogibajte se uporabi FOREO naprave z zobno pasto z agresivnimi belilnimi sredstvi.

#### ZAMENJAVA NASTAVKA ŠČETKE:

- Uporabljajte samo FOREO ISSA™ TM nastavke zobnih ščetk.
  - **PRI ODSTRANJEVANJU GLAVE ŠČETKE NE ZVIJAJTE GLAVE ALI ROČAJA ZOBNE ŠČETKE.**
- Potegnite iztrošeno glavo zobne ščetke navzgor in vstavite zamenjavo, potiskajte dokler odprtina med nastavkom zobne ščetke in nastavkom glave ščetke ni več vidna.
- Enaka navodila veljajo za vse nastavke ISSA™ TM.

**OPOMBA:** ilustrirana navodila zamenjave nastavka ščetk se nahajajo na koncu priročnika.

#### ZA OPTIMALNO VARNOST:

- Posvetujte se s svojim zdravnikom pred uporabo Issa™ TM, če imate zdravstvene težave.
- Če ste v procesu zdravljenja ustne votline, se pred uporabo naprave posvetujte z vašim zobozdravnikom.
- Če občutite neugodje pri uporabi vaše FOREO naprave, napravo takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
- Ne izpostavljajte naprave direktno sončni svetlobi in je nikoli ne izpostavljajte visoki vročini ali vreli vodi.

**OPOMBA:** Potreben je skrben nadzor, če napravo uporabljajo otroci ali se ta nahaja v njihovi bližini. Ta naprava ni namenjena otrokom, mlajših od 5 let. Otrokom je potrebno dati ustrezna navodila za varno uporabo in izvajati skrben nadzor, enako velja tudi za osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi. Otroci se ne smejo nikoli igrati s FOREO napravo.

#### ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če vaša FOREO naprava ne deluje pravilno, jo izklopite in poiščite možne rešitve v poglavju o odpravljanju težav v uporabniškem priročniku, ki se nahaja na [www.foreo.com](http://www.foreo.com). Če ne najdete odgovora na vaše specifično vprašanje v poglavju o odpravljanju težav ali če imate kakršnakoli druga vprašanja v zvezi z napravo, obiščite vsebino za kupce na strani [www.foreo.com](http://www.foreo.com) in izpolnite obrazec za pomoč uporabnikom.

#### GARANCIJSKI POGOJI

##### REGISTRACIJA GARANCIJE

Za napravo velja dvoletna (2) garancija in deset letna (10) garancija za kakovost. Garancija velja z računom nakupa.

##### 2-LETNA OMEJENA GARANCIJA

FOREO odgovarja za morebitne pomanjkljivosti kot posledica nekvalitetne izdelave ali uporabljenih materialov v obdobju dveh (2) let od dneva nakupa. Če odkrijete napako in obvestite FOREO v času garancije, vam bo FOREO zamenjal napravo na lastne stroške.

Garancija zajema dele, ki vplivajo na delovanje naprave. Garancija ne zajema kozmetičnih napak zaradi obrabe naprave, kot tudi škodo, ki jo povzročajo nesreče zaradi nepravilne ali malomarne uporabe. V primeru poskusa odpiranja ali razstavljanja naprave (ali dodatnega opremljanja naprave) postane garancija neveljavna.

Sklicevanje na garancijo mora biti utemeljeno z dokazi, da je bil datum zahtevka podan v garancijskem roku. Za zagotavljanje garancije shranite račun nakupa naprave. Kadar želite uveljaviti pravico do reklamacije pokličite na tel. št: 01 6207595 ali pišite na [info@bk3.si](mailto:info@bk3.si) in pošljite napravo na naslov podjetja BK3 d.o.o. Stroški pošiljanja se ne povrnejo. Obveznosti garancije ureja zakon o pravicah potrošnikov.

#### 10 LET GARANCIJE NA KVALITETO

Kot nadaljevanje dve (2) letne garancije FOREO daje tudi DESET LETNO (10) garancijo na kakovost naprave.

#### INFORMACIJE O RECIKLIRANJU

Zbiranje elektronske embalaže (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da to napravo ne obravnavamo kot običajni gospodinjski odpadek, zato to napravo po koncu življenjske dobe dostavimo na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.

V skladu z ANSI/AAMI STD. ES 60601-1, IEC STD. 60601-1-6, IEC STD. 60601-1-11 Certified to CAN/CSA STD. C22.2 No.60601-1 ISO 10993- and ISO 7405 – certifikatom.

PAKIRANJE VSEBUJE: Issa™ TM, USB polnilec, priročnik, identifikacijsko kartico in potovalno vrečko.

OPOZORILO: Uporabniki te naprave uporabljajo napravo na lastno odgovornost. Niti FOREO niti njegovi prodajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali škodo, fizično ali drugačno, ki bi izhajala neposredno ali posredno z uporabo te naprave. Nadalje, FOREO si pridržuje pravico, da od časa do časa spremeni vsebino brez obveznosti obveščanja o teh popravkih ali spremembah. Za celotna navodila in zadnje objave si pogoje in opozorila oglejte na straneh [www.foreo.com](http://www.foreo.com).

Model se za izboljšave lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2015 FOREO AB. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

UVOZNIK IN DISTRIBUTER ZA EU: FOREO AB,  
BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ŠVEDSKA.

UVOZNIK IN DISTRIBUTER ZA ZDA: FOREO INC,  
3565 S. LAS VEGAS ST. #159, LAS VEGAS, NV 89109, ZDA.

UVOZNIK IN DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: BK3 D.O.O.,  
CESTA ANDREJA BITENCA 130K, 1000 LJUBLJANA.

IZDELUJE FOREO AB, ZASNOVAL IN RAZVIL FOREO ŠVEDSKA.