
NAVODILA ZA UPORABO

INOVATIVNA ZOBNA ŠČETKA, KATERO BOSTE VZLJUBILI VSI, NE GLEDE NA STAROST!

Ultra higienična: 100% silikonska vlakna zobne ščetke ISSA™ mini bodo spremenila vaš način čiščenja zob!

- Učinkovita ustna nega: odstrani plak, pomaga preprečevati nastanek zobnega kamna in kariesa.
- Ergonomsko oblikovana glava za maksimalno udobje uporabnikom, ki imajo raje manjše, kompaktne glave ščetk.
- Idealna za otroške občutljive zobe in dlesni - ne poškoduje sklenine in ne draži dlesni.
- Uporaba na enak način kot z običajno ročno zobno ščetko.

POMEMNO: Pred prvo uporabo napolnito vašo napravo preko USB priključnega kabla in ne polnite več kot 24 ur. Polnite 1 uro, kar bo zadoščalo za 4 mesece uporabe.

SONIČNE VIBRACIJE

9,000 SREDNJE VISOKO INTENZIVNIH PULZOV NA MINUTO ZA UČINKOVITO ČIŠČENJE.

POSEBNO-NEŽNA IN ULTRA-HIGIENIČNA SILIKONSKA VLAKNA
NEABRAZIVNA IN NEPOROZNA VLAKNA PREPREČUJEJO RAST BAKTERIJ

SMEŠKO PRIPOMOČEK
VZPODBUJA DOSLEDNO ČIŠČENJE ZOB

INTELIGENTNI DESIGN
ERGONOMSKI, 8 HITROSTNI, VGRADNI TIMER IN 3D FLEKSIBILNA GLAVA ŠČETKE

IZJEMNA VREDNOST
2-LETNA GARANCIJA IN TRAJANJE GLAVE ŠČETKE DO 1 LETO.

V skladu z: ANSI/AAMI STD. ES 60601-1, IEC STD. 60601-1-6, IEC STD. 60601-1-11. Certifikat: CAN/CSA STD. C22.2 No.60601-1 ISO 10993- in ISO 7405.

©2015 FOREO AB. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

DISTRIBUTER ZA EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34, STOCKHOLM, ŠVEDSKA.
DISTRIBUTER ZA ZDA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, ZDA.
DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: BK3 D.O.O., CESTA ANDREJA BITENCA 130K, 1000 LJUBLJANA.
ZASNOVAL IN RAZVIL FOREO ŠVEDSKA.

FOREO ISSA™ mini je s svojimi inteligentnimi funkcijami zasnovana tako, da ustreza potrebam vsakega uporabnika:

- Smeško znak: omogoča staršem nadzor, da otroci ščetkajo zobe dvakrat na dan po 2 minuti ali nudi pomoč odraslim za nadzor primerne časa trajanja čiščenja. Vesel smeško znak se pojavi po 2. minutah ščetkanja, mrki smeško in vesel smeško utripata, če uporabnik ni čistil zob najmanj 2 minuti in mrki smeško utripa, če si uporabnik ni umil zob že več kot 12 ur.
- Vgrajen timer: pulziranje bo prekinjeno vsakih 30 sekund, da se premaknete na naslednji kvadrant v ustih. Naprava bo pulzirala 3-krat zaporedoma po 2 minutah čiščenja, s čimer se označi konec dvominutnega ščetkanja.

ISSA™ mini je primerna za otroke stare 5 let in več in tudi za najstnike in odrasle. Priporočamo staršem, da si preberejo priročnik, preden pokažejo otrokom kako uporabljati zobno ščetko. Starši morajo nadzorovati otroka med ščetkanjem, dokler niso otroci popolnoma seznanjeni s pravilnim načinom ščetkanja. Prenesite celotna navodila za uporabo s strani www.foreo.com.

OSNOVNA NAVODILA ZA UPORABO

OPOZORILO: Nobena sprememba te naprave ni dovoljena.

Prosimo PREBERITE CELOTNA NAVODILA PRED UPORABO. Ta proizvod uporabljajte samo za namen uporabe, kot je predpisano v priročniku.

NAMEN UPORABE: Celotna ustna higiena za domačo uporabo s čiščenjem zob in dlesni.

Ta navodila vsebujejo osnovne napotke in priporočila o uporabi ISSA™ mini. Za popolna navodila prosimo prenesite celotni priročnik za uporabnike s strani www.foreo.com.

POLNJENJE

Vaša ISSA™ mini naprava se polni preko priloženega USB kabla. Ena ura polnjenja zagotavlja polno baterijo, ki traja 4 mesece uporabe.

Prosimo upoštevajte:

- Čas polnjenja traja 1 uro pri 5 V in 400 mAh z nazivno močjo 1,55 W.
- Med polnjenjem indikator lučka ponavljajoče utripa.
- Ko je baterija polna bo indikator lučka oddajala enakomerno svetlost.
- Ko je baterija prazna bo indikator lučka začela znova utripati.

POZOR: Pred polnjenjem se prepričajte, da sta polnilec in polnilnik brez ostankov vode in zobne paste. NE uporabljajte FOREO naprave med polnjenjem in NE polnite več kot 24 ur. Napravo ali polnilnika nikoli ne uporabljajte, če sta poškodovana. Uporabljajte le polnilnik FOREO, ki je priložen napravi.

VZDRŽEVANJE IN VARNOST

Če želite, da je vaša FOREO naprava v optimalnem stanju, vam priporočamo:

- Napravo očistite po vsaki uporabi s toplo vodo, pomagajte si s prsti čez ščetine. Priporočamo, da namažete napravo s silikonskim čistilnim sprejem FOREO in sperete s toplo vodo. Pustite napravo, da se posuši na zraku.

OPOMBA: Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton. Izogibajte se uporabi FOREO naprave z zobno pasto z agresivnimi belilnimi sredstvi.

ZAMENJAVA NASTAVKA ŠČETKE:

- Uporabljajte samo FOREO ISSA™ TM nastavke zobnih ščetk.
 - PRI ODSTRANJEVANJU NASTAVKA ŠČETKE NE ZVIJAJTE GLAVE ALI ROČAJA ZOBNE ŠČETKE.
- Potegnite iztrošeno glavo zobne ščetke navzgor in vstavite zamenjavo, potiskajte dokler odprtina med nastavkom zobne ščetke in nastavkom glave ščetke ni več vidna.

ZA OPTIMALNO VARNOST:

- Ta naprava ni namenjena otrokom mlajšim od 5 let. Potreben je skrben nadzor, če napravo uporabljajo otroci ali se ta nahaja v njihovi bližini. Otrokom je potrebno dati ustrezna navodila za varno uporabo in izvajati skrben nadzor, enako velja tudi za osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi. Otroci se ne smejo nikoli igrati s FOREO napravo.
- Če imate zdravstvena vprašanja se posvetujte se s svojim zdravnikom pred uporabo ISSA™ mini.
- Če občutite neugodje pri uporabi vaše FOREO naprave, napravo takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
- Priporočamo vam, da naprave ne uporabljate dlje kot 3 minute naenkrat.
- Ne izpostavljajte naprave direktno sončni svetlobi in je nikoli ne izpostavljajte visoki vročini ali vreli vodi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če vaša FOREO naprava ne deluje pravilno jo izklopite in poiščite možne rešitve v poglavju o odpravljanju težav v uporabniškem priročniku, ki se nahaja na www.foreo.com. Če ne najdete odgovora na vaše specifično vprašanje v poglavju o odpravljanju težav ali če imate kakršnakoli druga vprašanja v zvezi z napravo FOREO, obiščite vsebino za kupce na strani www.foreo.com in izpolnite obrazec za pomoč uporabnikom.

GARANCIJSKI POGOJI

REGISTRACIJA GARANCIJE

Za napravo velja dvoletna (2) garancija in deset letna (10) garancija za kakovost. Garancija velja z računom nakupa.

2-LETNA OMEJENA GARANCIJA

FOREO odgovarja za morebitne pomanjkljivosti kot posledica nekvalitetne izdelave ali uporabljenih materialov v obdobju dveh (2) let od dneva nakupa. Če odkrijete napako in obvestite FOREO v času garancije, vam bo FOREO zamenjal napravo na lastne stroške. Garancija zajema dele, ki vplivajo na delovanje naprave. Garancija ne zajema kozmetičnih napak zaradi obrabe naprave, kot tudi škodo, ki jo povzročajo nesreče zaradi nepravilne ali malomarne uporabe. V primeru poskusa odpiranja ali razstavljanja naprave (ali dodatnega opremljanja naprave) postane garancija neveljavna.

Sklicevanje na garancijo mora biti utemeljeno z dokazi, da je bil datum zahtevka podan v garancijskem roku. Za zagotavljanje garancije shranite račun nakupa naprave. Kadar želite uveljaviti pravico do reklamacije pokličite na tel. št: 01 6207595 ali pišite na info@bk3.si in pošljite napravo na naslov podjetja BK3 d.o.o. Stroški pošiljanja se ne povrnejo. Obveznosti garancije ureja zakon o pravicah potrošnikov.

10 LET GARANCIJE NA KVALITETO

Kot nadaljevanje dve (2) letne garancije FOREO daje tudi DESET LETNO (10) garancijo na kakovost naprave.

INFORMACIJE O RECIKLIRANJU

Zbiranje elektronske embalaže (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da to napravo ne obravnavamo kot običajni gospodinjski odpadki, zato to napravo po koncu življenjske dobe dostavimo na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.

OPOZORILO: Uporabniki te naprave uporabljajo napravo na lastno odgovornost. Niti FOREO niti njegovi prodajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali škodo, fizično ali drugačno, ki bi izhajala neposredno ali posredno z uporabo te naprave. Nadalje, FOREO si pridržuje pravico, da od časa do časa spremeni vsebino brez obveznosti obveščanja o teh popravkih ali spremembah. Za celotna navodila in zadnje objave si pogoje in opozorila oglejte na straneh www.foreo.com.

Model se za izboljšave lahko spremeni brez predhodnega obvestila.